

Dako Autostainer Link 48

Flexibilitate IHC dovedită, ce
îmbunătățește productivitatea

Dako Autostainer este un sistem deschis, compact, pentru bancul de lucru, care oferă flexibilitatea necesară într-un mediu clinic și de cercetare. Adaptabil la configurația dvs. individuală, productivitatea maximă este obținută prin pretratarea decuplată și capacitatea de a rula fie loturi mari, de până la 48 de lame IHC, fie loturi mici.

Agilent
Dako

Dako Autostainer Link 48 oferă:

- Un model pentru bancul de lucru
- Un sistem deschis
- Suport pentru toate kiturile Dako FLEX RTU
- Capacitate la bord pentru 42 de reactivi
- Vizualizare în culoarea roșie
- Dublă colorare
- Facilitate de reluare rapidă a rulării
- Capacitate de rulare divizată
- Rapoarte personalizate
- O interfață unificată pentru toate instrumentele de colorare



**Nu există două laboratoare care să
fie la fel**

Autostainer poate rula loturi mari de până la 48 de lame, oferind o capacitate cu 60% mai mare la rularea unui lot în comparație cu instrumentele cu 30 de lame. Autostainer poate rula, de asemenea, loturi mici în mod continuu. Pretratarea decuplată permite pretratarea și colorarea IHC simultană, dublând efectiv capacitatea de lame.

Specificații Dako Autostainer Link 48

Procese	Colorare și contracolorare IHC automată (deparafinizarea se poate face în paralel folosind Dako PT Link)
Funcționare	- Fluxul de lucru al lotului cu opțiunea de a rula loturi mici - 12 lame per raft - Interfață software ușor de utilizat și reactivi gata de utilizare (opțional) - Lame ușor de redepus
Condiții de colorare Sursă de alimentare	- Reactivi FLEX RTU și protocoale pentru rezultate de colorare optime (opțional) - Flexibilitate la introducerea altor reactivi și a propriilor protocoale
Conectivitate și control	- Locașe LAN pentru configurarea și monitorizarea instrumentelor Dako de oriunde - Integrare completă cu Sistemele de management al informațiilor din laborator - Coduri de bare 1-D și 2-D - Opțiuni de înregistrare și raportare a datelor pentru trasabilitate și acreditare
Timp procesare	Mai puțin de trei ore
Randament	Maxim 144 de lame într-o zi de lucru obișnuită, incluzând rularea peste noapte (atunci când se utilizează în paralel cu Dako PT Link)
Capacitate lame	48 lame
Capacitate reactiv	42 flacoane de reactiv
Capacitate lichid vrac	Sticle de 10 l
Capacitate deșeuri	Sticle de 10 l
Dimensiuni	H x L x Ad: 68 cm x 89 cm x 66 cm (27" x 35" x 26")
Greutate	66.7 kg (147 lbs)
Tensiune	110-120/220-240 VAC
Consum energie	145 W

Specialiștii în aplicații de la Agilent vă vor ajuta să integrați soluțiile Dako în cel mai bun mod posibil. Luăm în considerare configurația laboratorului dvs., preferințele pentru fluxul de lucru, spațiul și bugetul.

Discutați cu reprezentantul local pentru a evalua care dintre soluțiile avansate de colorare de la Agilent răspund nevoilor laboratorului dvs. acum și în viitor sau vizitați: www.agilent.com.



www.agilent.com

Aceste informații pot fi modificate fără notificare prealabilă.

© Agilent Technologies, Inc. 2019
Publicat în SUA, 1 mai 2019
29068 2019MAY01

